

FRACTAL PROGRAMOK

ARCÜREG, HOMLOKÜREG, (MELLÉKÜREG) (Programidő: 12:20)

- az arc- és homloküreg problémáira, a fájdalmak és a gyulladás enyhítésére;
- a melléküreg anyagcseréjének stimulálására, pl. azoknak, akik sűrűn járnak uszodába, és az uszoda vize irritálja a felső légutait;
- főleg azoknak ajánljuk, akik krónikus arcüreggyulladással küszködnek;
- egyaránt ajánlható az arc- és a homloküreg kezelésére;
- kezdődő megfázásoknál megelőzősképpen is alkalmazható;
- akut arc- és homloküreg gyulladásnál napi 5-9 ciklus ajánlott kiegészítő terápiaként;
- min. négy napig a program napi többszöri lefuttatása ajánlott a kellemetlen tünetek megszűnte után is.

BÉLRENDSZER (14:04)

- az emésztőrendszer gombás megbetegedéseinek kezelésében kiegészítő eszközként;
- allergiás betegek bélfőrájának harmonizálásához;
- speciális diéták hatékonyabbá tételére, a diéta alatti közérzet javítására;
- napi 3-5 ciklus.

BŐR (12:19)

- a bőrrel kapcsolatos problémák kezelésére;
- jól használható allergiás és ekcémás betegségeknél is kiegészítő kezelésként;
- az egészséges bőr és a bőr anyagcseréjét meghatározó szervek anyagcseréjének stimulálására, a hormonrendszer működési zavarainak kezelésénél is hasznos kiegészítés;
- jól kombinálható a speciális, egyénre szabott diétákkal és a méregtelenítő/ tisztítókúrákkal;
- napi 1-3 ciklus szükség szerint.

CSONT (11:23)

- a csontszövet anyagcseréjének javítására;
- csontfájdalmak enyhítésére;
- a csonterősítő kúrák kiegészítésére;
- segít a kalcium hasznosításában, csontokba való beépülésében (csonttritkulás megelőzése és szinten tartása céljából is);
- törések, sérülések után gyorsítja a csontszövet regenerációját;
- gyermekeknél enyhíti a növekedés egyes szakaszaiban jelentkező csontfájdalmakat;
- napi 2 x 1–6 x 2 ciklus ajánlott.

ELLAZULÁS, RELAXÁLÁS (19:15)

- feszült idegállapot oldására;
- a test görcsös állapotának ellazítására;
- feldolgozatlan feszültségek, illetve stressz levezetésére;
- idegi eredetű mellkasi és szív körüli szúró, szorító fájdalmak enyhítésére;
- szükség szerint 1-2 ciklus.

ELEKTROSMOG (11:03)

- ha sokat dolgozik számítógéppel;
- ha sokat ül a TV előtt;
- egész nap elektromos készülékkel dolgozók számára (pl. fodrász – hajszárító, pénztáros – modern pénztárgép, metrő-, villamos- és trolivezető, hűtőpultnál dolgozók stb.);
- napi 1-3 ciklus (amennyiben már bőrtünetek jelentkeztek az arcon vagy más testrészekben, akkor tegyen többet az egészségéért)
- akut diszkomfort érzés esetén maximum 5 ciklus.

EMÉSZTÉS (13:15)

- az emésztés segítésére;
- ha az elfogyasztott táplálékból a tápanyagok szervezetbe történő beépülése nem kielégítő;
- vitaminkúrák alatt és táplálék-kiegészítők fogyasztásakor;
- ha bizonyos ételek emésztése túlzottan igénybe veszi a szervezetet (pl. étkezés utáni fáradtság, álmoság);
- célszerű étkezések alatt lefuttatni a programot, mert segíti az emésztőnedvek termelését, így hozzájárul a jobb emésztéshez;
- tartós gyógyszeres kezelésekkor, az emésztőrendszeri mellékhatások enyhítésére;
- ha pl. utazáskor idegen kultúrák számunkra korábban ismeretlen konyhájára emésztőrendszerünk nehezebben áll át;
- az emésztőrendszer kulcsfontosságú szerveinek kezelésénél már bevált frekvenciákon történik a stimulálás;
- étkezések előtt, alatt és (puffadás esetén) után 1-2 ciklus, vagy napi 4 x 2 ciklus ajánlott.

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ (11:46)

- általános fájdalomcsillapításra;
- fejfájások, ízületi fájdalmak, különböző műtétek és sérülések utáni fájdalmak enyhítésére;
- az idegrendszer működésének normalizálásán keresztül hat;
- csökkenti az érgörcsök okozta fájdalmat;
- az elektromos (TENS) fájdalomcsillapítás Nyugat-Európában már több évtizedes múltra tekint vissza, most viszont az ön által tetszőlegesen kiválasztott időben, mágnesesen kerülnek alkalmazásra azok a komplex terápiás jelek, amelyek eddig csak a legkorszerűbb, drága rendelői berendezésekkel voltak előállíthatók;
- a készülék hatása több napi használat után várható, viszont a rezonancián alapuló fájdalomcsillapítási módszernek mellékhatása nem ismeretes, így tetszőleges sűrűséggel alkalmazható.

FÜL / HALLÁS, EGYENSÚLY (12:36)

- a hallás és az egyensúly zavarainak kezelésére (kiegészítő terápia);
- a fül szöveteinek anyagcseréjének stimulálására;
- fülzúgásra;
- halláscsökkenésre;
- krónikus hallójárat és középfül gyulladásra (kiegészítő kezelésként);
- a programsorban, a fül energetikai kapcsolatainak megfelelően, a vesére, a keringésre, az idegrendszerre és a nyirokrendszerre vonatkozó alprogramok is találhatóak;
- prevenció céljával is, a hallás minőségének megőrzésére;
- krónikus problémáknál napi 1-3 x 1 ciklus ajánlott;
- akut folyamatoknál maximum napi 9 ciklus.

FRISSÍTŐ, FELFRISSÜLÉS, FÁRADTSÁG ESETÉN (13:58)

- a fáradtságérzet enyhítésére;
- a fizikai állapot gyors visszanyerésére kemény fizikai megterhelés után;
- edzés utáni izomláz csökkentésére 1-2 ciklus közvetlenül a levezetés után;
- kimerítő verseny, vagy egész napos megterhelő munka után 3 x 1 ciklus félórás szünetekkel és folyamatos folyadékpótlással (de a nyújtó gyakorlatokról se feledkezzünk meg!);
- napi maximum 5 ciklus (akut diszkomfortérzet esetén).

FRONTÉRZÉKENYSÉG, IDŐJÁRÁS-ÉRZÉKENYSÉG, IDŐZÓNA-VÁLTÁS ESETÉN (12:09)

- az időjárási frontokra érzékenyeknek;
- az időjárási frontok jelentette megterhelés kiegyenlítésére;
- a frontok gyors változásának könnyebb elviselésére;
- a gyorsabb átálláshoz, ha más időzónába, vagy más időjárású zónába repülünk;
- a fronthatások következtében fellépő fejfájás és egyéb kellemetlen tünetek enyhítésére;
- napi 1-3 ciklus (akut diszkomfort érzés esetén maximum 5 ciklus).

GYERMEK, FEJLŐDÉST SERKENTŐ (12:04)

- a gyermek fejlődésekor különösen kiemelt jelentőségű szövetek stimulációjára;
- ha a gyermek az átlagosnál lassabban fejlődik;
- stimulálónak jeldős környezetet biztosít a városok vasbeton és aszfaltdzsungelében is;
- a készülék alkalmazható akkor is, amikor a gyerek alszik;
- mivel a fiatal szervezet még jobb adaptációs rendszerrel rendelkezik, prevenció céljával elégséges minden másnap egyszer lefuttatni a programot;
- visszamaradott gyerekeknél kiegészítés képpen maximum napi 7 ciklus.

HÁTFÁJÁS (12:47)

- hátfájásra, derékfájásra hajlamosaknak;
- alkalmazható megelőzésre és már kialakult hátfájás kezelésére is;
- a csigolyák és a porckorong betegségeinek kiegészítő kezelésére;
- kialakult ágyéki kisugárzó fájdalmak (lumbágó) tüneteinek csillapítására;
- a kéz és a kar mozgását akadályozó hátfájások kezelésének kiegészítésére;
- napi 3-5 ciklus, akut időszakban maximum napi 9 ciklus.

HÓLYAGHURUT (11:51)

- gyakori főlfázás, hólyaghurutra való hajlam esetén;
- akut hólyaghurut kezelésének kiegészítéseként a terápia hatékonyabbá tételére;
- maximum napi 9 ciklus.

IDEGRENSZER (15:17)

- a központi idegrendszer megnyugtatóására, pihentetésére;
- idegi alapú izomdegenerációs betegségek (pl. izomsorvadás) kezelésének kiegészítésére;
- idegsejt-regenerációs kezelések kiegészítésére;
- olyan izomkoordinációs rendellenességek kezelésének kiegészítésére, amelyek elsősorban a fáradtsággal együtt jelentkeznek;
- rendszeresen jelentkező akaratlan izommozgások, izomgörcsök (harántcsikolt és simaizmok „lúktetése”, „remegése”) megelőzésére és kiegészítő kezelésére;
- rendszeresen jelentkező csuklás (rekeszizomgörcs) kezelésének kiegészítésére és megelőzésére;
- fontos, hogy rendszeresen, minden étkezéssel telítetlen zsírsavakat is vigyünk be a szervezetbe, mert a készülék hatásossága nagyban függ a rendelkezésre álló építőanyagoktól;
- napi 1-3 ciklus, akut esetekben maximum 4 ciklus.

IMMUNERŐSÍTŐ (11:02)

- az ellenálló képesség növelésére;
- vírusos vagy bakteriális fertőzés esetén kiegészítő kezelésként;
- az immunsejtek aktiválásánál a kutatásokban és a biorezonancia-terápiában már bevált frekvenciák kerülnek alkalmazásra;
- jól felhasználható általános roborálásra;
- járványok és a környezetünkben előforduló fertőzőes betegségek esetén megelőzőként jól kombinálható mindenfajta védekezési módszerrel, pl. védőoltásokkal, antioxidáns- és vitaminkúrakkal;
- preventív céllal napi 1 ciklus ajánlott;
- akut fertőzések esetén maximum napi 7 ciklus.

IZOM, IZOMFÁJDALMAK ESETÉN (12:52)

- az izomszövetek kezelésére;
- tréning és verseny közben keletkező mikrosérüléseinek regenerációjára;
- mozgásszervi károsodások rehabilitációjának kiegészítésére;
- az izmok terhelhetőségének növelésére, a sérülésveszély csökkentésére;
- az ízületi tok diszfunkciójánál, valamint a sinoviatermelődés zavarában – ezek helyreállítására;
- mivel az ízületek állapota nagyban függ a környező izomzat állapotától, fontos, hogy megszüntessük az u.n. muszkuláris diszbalanciát, melyhez az erősítő és nyújtó gyakorlatokon kívül ez a programsor is hozzásegít, mint kiegészítő terápia;
- napi 1-3 ciklus ajánlott edzés után (akut diszkomfortérzet esetén max. 5 ciklus).

IZÜLET (12:56)

- ízületi bántalmakra;
- trauma, vagy krónikus folyamatok által sérült ízületi szövetek gyógyulási folyamatának serkentésére;
- az ízületi tok diszfunkciójánál, valamint a sinoviatermelődés zavarában – ezek helyreállítására;
- ízületi betegségek kiegészítő kezeléseiként, a komplex terápia eredményességének elősegítésére;
- napi 1-3 ciklus megelőzőként, napi 5 ciklus akut diszkomfortérzet esetén.

KIEGYENLÍTŐ, ENERGIAELOSZLÁS HARMONIZÁLÁSÁRA (13:38)

- a test egyes szerveinek alul-, illetve túlműködésének normalizálására;
- koordinációs zavarok esetén;
- a végtagok gyakori kihűlése/hidegsége ellen;
- rendszeres fejfájásban szenvedőknek, annak megelőzésére;
- terápia rezisztens egyéneknél megelőző/kiegészítő kezelésként;
- napi 1-3 ciklus, vagy kezelés előtt 1-2 ciklus.

KERINGÉS (11:19)

- keringési betegségek kiegészítő terápiájaként
- végtagok vizesedésre/ödémára való hajlama esetén;
- arteriosclerosis terápiájának kiegészítésére/elősegítésére (az egyszerűen telítetlen zsírsavak megfelelő mennyiségű napi bevitele szintén nélkülözhetetlen);
- napi 1-3 ciklus.

KONCENTRÁCIÓT SEGÍTŐ, VERSENY ELŐTT (11:01)

- a mentális teljesítőképesség növeléséért;
- a sportolásban és a munkahelyi életben való eredményesebb helytálláshoz;
- segít tartalékaink mobilizálásában;
- verseny, tárgyalás vagy vizsga előtt és alatt ajánlott használata;
- ne feledjük, a rezonancián alapuló módszereknél a szervezet figyelmeztetése a cél, így nem érvényes a "minél több, annál jobb" szabály;
- alkalmanként 1-3 ciklus.

LÉGUTAK, LÉGZŐRENDSZER (12:13)

- a légutakat érintő betegségek és örökletes hajlamok/energetikai gyengeségek kezelésére kiegészítő terápiaként;
- ízületi betegségek kiegészítő kezeléseiként, a komplex terápia eredményességének elősegítésére;
- napi 1-3 ciklus megelőzőként, napi 5 ciklus akut diszkomfortérzet esetén.

MÉREGTELENÍTÉS (12:24)

- a szervezet méregtelenítési folyamatainak javítására;
- a méregtelenítő kúrák hatékonyságának növelésére;
- bármilyen mérgezés esetén az orvosi kezelés megelőző és kiegészítő lépéseként;
- passzív dohányzás (mások által kifújott füst belélegzése, illetve füstös légtérben való huzamos tartózkodás) ártalmainak kivédésére;
- dohányzásról és alkohorról való leszokás megkönnyítésére, a szervezetben felhalmozódott méreganyagok gyors kiürítésének elősegítésére;
- a lép, a máj, a vese, a vastagbél és a hasnyálmirigy működésének serkentésére, ezáltal a szervezetben maradó anyagcsere melléktermékek minimalizálása;
- megelőzőként: napi 1 ciklus;
- kúra során: napi 3–5 ciklus;
- akut diszkomfortérzet esetén napi maximum 8 ciklus.

MIRIGYRENDSZER, MELLÉKVESE ÉS NEURO-ENDOKRINÁLIS KIMERÜLTSG (11:11)

- extrém fáradtság utáni fölépülésnél
- ha valaki állandóan fáradt
- hormonzavaroknál
- allergiás megbetegedések kezelésének kiegészítéseként
- autoimmun betegségek kezelésének kiegészítéseként
- napi 1-3 ciklus.

NYAK / VÁLLÖV (12:04)

- a nyak és a váll területének kellemetlen feszülésének oldására;
- a nyak- és vállöv fájdalmainak enyhítésére;
- a nyakcsigolyák elmeszesedésével járó fájdalmak enyhítésére;
- sport és megerőltető munka során keletkezett húzódások kezelésének kiegészítésére;
- a nyakizmok és a fej vérellátásának javítására;
- ara az esetre, ha elaludtuk a nyakunkat, nyakfájással ébredünk;

- megelőzésként: napi 1 ciklus;
- kúra során: napi 2-3 ciklus;
- akut diszkomfortérzet esetén maximum napi 5 ciklus.

NYIROKRENDSZER (12:52)

- a nyirokkeringés optimalizálására;
- a holisztikus megközelítés értelmében az alprogramok tartalmazzák a nyirokkeringés szabályozására szolgáló meridián specifikus jelsorozatokat is, hogy a normalizálás hosszú távú eredménnyel járhasson;
- fertőző betegségek gyógyulásának, illetve a lábadozás meggyorsítására (az alapterápia kiegészítéseként),
- allergiás tünetek csökkentésére;
- a méregtelenítő és a mentális regeneráló kúrák fontos kiegészítője, napi 2-4 ciklus;
- általános megelőzésre napi 1 ciklus;
- akut diszkomfortérzés esetén maximum 8 ciklus.

PREVENCIÓ, GERANTOLÓGIAI, ÖREGEDÉSGÁTLÓ (10:16)

- testünk informatikájának karbantartására és ezáltal a szervezet fiatalon tartására;
- a mindennapok megterhelésének könnyebb elviselésére;
- adaptációs folyamataink harmonizálására, szellemi és fizikai teljesítőképességünk megőrzésére;
- az anyagcsere melléktermékeinek sikeresebb eltávolítására, a fiatalos külső megőrzésére;
- jól kombinálható egyéb anti-aging (öregedésgátló) eljárásokkal, támogatja a mirigyek működését;
- az egész család, több generáció is használhatja;
- preventív céllal napi 1-2 ciklus ajánlott;
- csökkent teljesítőképesség és a kötőszövet látható/jól érzékelhető elváltozásakor a komplex regenerációs program részeként napi maximum 5-7 ciklus.

SÉRÜLÉS, HEGESEDÉS (14:26)

- sérülések kezelésénél hatásos kiegészítő;
- a sérült szövetek anyagcseréjének stimulálására, optimalizálására;
- stimuláció a tökéletesebb hegesedés érdekében, hogy elektromos zavarmező se maradjon hátra a sérülés helyén;
- műtétek után kiváló posztoperatív kezelés (kiegészítő terápia);
- sportolásnál csökkenthető vele a sérülés időszaka;
- akut esetben óránként egy ciklus, később a használat napi 1 ciklusra csökkenthető.

SZEM / LÁTÁS (12:12)

- a szemmel és a látással kapcsolatos problémák és betegségek megelőzésére és kezelésére (kiegészítő terápia);
- a szemek fáradtságának enyhítésére, a szem izomzatának pihentetésére;
- a látásnál keletkező idegi ingerületek vezetésének optimalizálása, a szem egész energetikájának javítására;
- a hangsúly a máj és a vese háttérben húzóó energetikai és informatikai elégtelenségének oldásán van, ebből következően az alprogramok egy része is a víz és a tűz elem energetikai korrekciójára irányul;
- járjon a szeméi kedvében, és alkalmazza ezt a szemnyugtató programot legalább naponta kétszer;
- akut problémáknál maximum 7-9 ciklus naponta.

VÉRCUKOR, CUKORHÁZTARTÁS, VÉRCUKORSZINT (12:52)

- a cukrok és szénhidrátok beépítésével kapcsolatos zavarokra;
- a vércukorszint stabilizálására (kiegészítő terápia);
- a hasnyálmirigy működésével kapcsolatos bioinformatikai csatornák stimulálására;
- használata mellett fontos a telítetlen zsírsavak rendszeres fogyasztása, valamint a rendszeresség az étkezésben; a stressz és a vércukorszint ingadozása közti összefüggések jól ismertek;
- reggelente és étkezések előtt/közben naponta 3-5 x 1 ciklus.

YANG, FÉRFI UROGENITÁLIS SZERV. SEGÍTÉSE (10:53)

- a férfiak kismedencei problémáinak enyhítésére;
- a húgyutak és a külső nemi szervek izomzatának stimulálására;
- az intim testrészek komfortérzetének növeléséhez;
- merevedési zavaroknál;
- kiegészíti a csi kung, a yoga és egyéb bioenergetikai gyakorlatokat;
- inkontinencia esetén jól kombinálható a záróizmok tréningjével;
- megelőzésképpen naponta min. kétszer érdemes lefuttatni a programot, és közben megfigyelni a kezelt területeken keletkező apró érzeteket, mert ez segíti a gyengén működő funkciók újratanulását;
- prosztatata nagyobbodás esetén napi 3-5 ciklus (kiegészítő terápiaként);
- alkalmanként 1-3 ciklus.

YIN, NŐI UROGENITÁLIS SZERV. SEGÍTÉSE (12:25)

- a kismedence szöveteinek és szervi működéseinek segítésére;
- a női közérzet és komfortérzet javítására;
- petefészek és petevezeték gyulladásra (kiegészítő kezelésként), vagy erre való hajlamra;
- gyakori felfázásoknál és hólyaghurutra való hajlamnál az öngyógyító program fontos része;
- menstruációs problémák kezelésére;
- nem csak az akut görcsök enyhítésére, a felborult havi ciklus befolyásolására is;
- a szeretkezés alatti kellemetlen érzetek, izomgörcsök csökkentésére; csökkent szexuális készletés normalizálására;
- napi 1-3 ciklus.